


Scheda tecnica : CV19-16

Nome prodotto		Foto prodotto	
MASCHERINA CHIRURGICA PROTETTIVA			
Destinazione di uso			
Mascherina chirurgica lavabile in cotone, idonea per la protezione da schizzi goccioline e droplet. Dispositivo di protezione realizzato con una progettazione semplice e destinata a proteggere chi sta vicino a noi.			
Descrizione			
<p>Mascherina chirurgica realizzata mediante la sovrapposizione di quattro strati di tessuto di cotone e poliammide per garantire il massimo comfort durante l'uso. Il doppio strato interno di TNT garantisce il massimo filtraggio possibile nel dispositivo.</p> <p>LA MASCHERINA PUO' ESSERE RIUTILIZZATA FINO A 10 VOLTE Sanificata al vapore 130 gradi.</p>			
DATI TECNICI			
Misure:	Modello	Misura	peso
Unisex taglia unica	CV19-16	cm 20 x 8	gr 16
Unisex taglia XS	CV19-16XS	cm 16 x 7	gr 14
Bambino taglia S	CV19-16BS	cm 12 x 6	gr 9
Bambino taglia M	CV19-16BM	cm 14 x 6,5	gr 12
Bambino taglia L	CV19-16BL	cm 16 x 6,5	gr 14
Tipo elastici	Elastico in lycra atraumatico.		
Materia prima	2 strati COTONE 100% 2 strati POLIESTERE 100%		
Grammatura	Gr. 120 M2		
Scheda tecnica tessuto	Lavo viso e lato mondo: tessuto a navetta in 100% cotone greggio non candeggiato Strati interni (filtro): 100%poliestere		
TEST eseguiti	Report test 20-0116 del 08/04/2020 Report testl MAB 2020_34 del 07/04/2020		
Norme medicali particolari	EN14683:20019; EN10993-1		
Tipo mascherina chirurgica (N14863)	Tipo I		
Efficienza rimozione batterica (B.F.E.)*	> 95%		
Bioburden*	< 30 cfu/g		
Permeabilità all'aria *	< 20 Pa/Cm ²		
DATI COMMERCIALI			
Tipo confezione	In busta di plastica chiusa		
Pezzi per confezione	10 pezzi		
Numero pezzi minimi di vendita	singolarmente		
Confezione BOX	50 / 100		
Riutilizzo	Lavabile massimo 10 volte		

Istruzione di lavaggio	 <p>LAVARE A 60 GRADI, NON LAVARE A SECCO, ASCIUGARE IN PIANO, STIRARE CON FERRO CALDO.</p>
DATI	
Certificazione CE	Dispositivi medico direttiva 93/42/CEE
Classe e regola	Classe I regola 1 all IX
Numero di registrazione italiana	CV19-16 1944487/R CV1916XS 1945986/R CV19-16BS 1945988/R CV19-16BM 1945989/R CV19-16BL 1945990/R
Sterilità	Non sterile
Riutilizzabilità	Monopaziente max 10 volte
Vita del prodotto	Anni 5
Fabbricante	

* dati rilevati su prodotto nuovo

Rev 01 aprile 2020