

Data: 15/06/2020 Rev: 00



Denominazione: REFLEXX

N80B

FABBRICANTE

REFLEXX SpA

Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375

464504 info@reflexx.com

www.reflexx.com



	Imballo			
Cod./Taglie	Confezione	Cartone		
N80B/S	8032891631065	8032891636060		
N80B /M	8032891631072	8032891636077		
N80B /L	8032891631089	8032891636084		
N80B/XL	8032891631096	8032891636091		

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale**: nitrile ■ **Forma**: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore**: royal blue ■ **Finitura**: internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate ■ **Imballo**: 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859**: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori

CONFORMITA' E PRESTAZIONI



Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745 EN 455 1.2.3 & 4

EN 400 1,2,3 & 4

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori

Reg UE 2016/425

EN 420:2003 + A1 2009 EN ISO 374-2:2014

	Lungh.min (mm)	Largh. (±5 mm)
N80B/S (7)	240	85
N80B/M (8)	240	95
N80B/L (9)	240	106
N80B/XL (10)	240	116

mm Spessore	Palmo (+/- 0.02)	0.06
EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N
	•	•

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con agenti aggressivi quali olii, grassi, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici. AVVERTENZE Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

